







Oclean
Інструкція користувача



Українська	2
Русский	4
English	6

（ Розумна електрична зубна щітка Oclean ）



УКРАЇНСЬКА

Дякую за використання електричної зубної щітки Oclean

Важливі поради безпеки

Діти віком від 1, 8 років і старше, а також люди з фізичними, сенсорними або розумовими недостатками або недосвідченими та знаними можуть використовувати пристрій під наглядом або керівництвом щодо безпечного використання пристрою та розуміти їх небезпеки. Дітям не дозволяється грати з цим пристроєм. Діти не повинні очищувати та обслуговувати користувачів без нагляду.

2. цей продукт може використовувати лише спеціальну головку щітки Oclean і не буде нести всі наслідки несертифікованої сторонньої щітки.

3. Цей продукт є лише особистим чищенням та не рекомендується використовувати для медичних цілей.

4. цей продукт призначений лише для приміщення. Не розміщуйте його в зоні прямого сонячного світла. Рекомендується розміщувати його в сухому та вентиляційному місці при кімнатній температурі.

5. Будь ласка, тримайте корпус сухим перед зарядкою, витишіть м'якою тканиною та регулярно очищайте інтерфейс зарядки сухою тканиною, щоб запобігти скопленню плям.

6. Пристрій може постачати лише при безпечній надлишковій напрузі, що відповідає знаку на пристрої.

7. Не піддавайте пристрій або батарею до надмірної температури. Нормальний температурний діапазон зарядки батареї становить від 0 до 45 градусів.

8. Отримайте увагу на пристрої, що живуть батарею або термінали акумулятора, не доторкнутися металевими об'єктом, щоб уникнути ризику короткого замикання.

Кітка голови

При зміні головки щітки, будь ласка, витягніть або вставте вертикально, не обертайте ліворуч і праворуч.

Стоматолог рекомендує змінити головку щітки кожні 2-3 місяці

Ті, хто чутливий до рота, повинні звернути увагу на такі ситуації

Люди, які щойно пройшли перорально пародонтальну операцію або лікуються.

У роті є інші симптоми, включаючи людей, які слабкі протези або продовжують кровотечі в ясні.

Інші чутливі та вразливі люди в роті тощо.

Цей продукт не підходить для людей з обмеженими можливостями, психічних хворих або людей, які не мають відповідного досвіду (включаючи дітей (0-12 років old)). Якщо не використовується під наглядом свого опікуна.

Використання керівництва

Натисніть кнопку, щоб відкрити та вимкнути електричну зубну щітку. Натисніть кнопку 5S, щоб знову натиснути кнопку, щоб вибрати режим чищення, а екран та відповідні символи режиму будуть слідувати перемиканням. При введенні стану чищення довгий натисніть кнопку 2S для циклічного перемикання режиму.

2, 5 режимів чищення:

"Сенсибельна допомога"-призначена для чутливих зубів людей, м'яко чистячи, зменшуючи стимуляцію чутливих ділянок.

"Швидке очищення"-підходить для щоденного ефективного очищення, ефективно видаляючи залишки харчових продуктів та бруду.

"Глибока очищення"-глибоко проникнути в зуби та недоступні райони, щоб сильно видалити зубний наліт та бактерії.

"Яскраве біле полірування"-потужне очищення робить поверхню зубів гладкішою та яскравішою.

"Приватна налаштування"-Користувач може інтелектуально розробити план догляду за ротом на стороні APP відповідно до власного стану десни та рота, таких як: сила чищення та встановлення тривалості чищення. Після завершення налаштування кінцева щітка синхронізується



Google Play Store & IOS APP Store

Встановлення APP: Після сканування QR коду, щоб завантажити APP "Oclean Care +", шукайте та підключіть зубну щітку в APP; Примітка. З'єднання не дійсне в телефоні "Налаштування системи-параметри Bluetooth".

APP з'єднання (домашня сторінка-Додати пристрій-виберіть WiFi-введіть пароль-підключення-успішне з'єднання)

Здорове чищення зубів

- Щітка та лінія ясні повільно рухають зубну щітку в куті 45 градусів;
- Під час процесу чищення вібраційний ефект зубної щітки буде коротко зупинений кожні 30 секунд, що свідчить про те, що положення чищення потрібно змінити;
- Якщо під час використання немає активної паузи, режим чищення автоматично вимикається після закінчення.

Метод заряду

Перед зарядкою висушіть нижню частину зубної щітки та відкрийте порт Тип C в нижній частині машини для зарядки. При зарядженні інтерфейс екрану одночасно відображає стан зарядки, який, як правило, може бути заповнений через 4 години.

Недостатня енергія:

Коли потужність зубної щітки менше 20%, інтерфейс екрану нагадує зарядку.



1. Заборонено розбирати, впливати, стискати або вставити в вогонь.
2. Якщо продукт сильно набухне, не продовжуйте використовувати його.
3. Не піддавайте прилади або батареї до надмірних температур.
4. Акумулятор не використовується після занурення в воду.
5. Зверніть увагу на безпеку того, що термінали або батареї пристрою, що живуть батареєю, коротко замикані металевим об'єктом.

Перед відмовою продукту, батарея повинна бути виконана з продукту, щоб дотримуватися наступних кроків:

1. Відкрийте водонепроникну кришку нижньої кришки та відкрийте гвинтовий штепк.
2. Використовуйте гвинтовий штекер, щоб відкрити нижній гвинт та відкрити нижню кришку.
3. Використовуйте гвинтовий стрижник, щоб відкрити обидві сторони зап'язки, видалити рух, вирізати нікельний штифт батареї з В+ і В з ножицями щипками та видалити батарею.

-Перш ніж відходити пристрою, батарея повинна бути видалена з пристрою;

-при видаленні батареї пристрій повинен бути вимкнений;

-Акумулятор повинен бути безпечно утилізований.

Цей пристрій містить незамінну батарею. Коли термін служби батареї закінчується або витікає, обладнання та батарея повинні бути правильно утилізовані.

● Специфікації продукту

Назва продукту	Oclean X Pro 20 WiFi Smart Sonic Electric Toothbrush
Модель продукту	N1804
Номинальний вхід	5V _k , 0.5A*
Номинальна вхідна потужність	2.5W
Потужність акумулятора	1100mAh
Сумісні пристрої	сумісні з Android 5.0, iOS 9.0 і вище, підтримує Bluetooth 4.2
Частота діапазону	2400-2483.5MHz
Водонепроникний рівень	IPX7
Метод зарядки	Тип-C

*Під час заряджання необхідно використовувати адаптер із вихідною напругою 5 V_O 0.5 A (максимальна вихідна потужність менше 15 Вт) і відповідати вимогам IEC 60335-1.

Виробник: Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.

Адреса виробника: 28G, Будівництво 3, Центр бізнесу Дагонг (Фаза 3), NO 18, Дагонг 1st Road, Дагонг Співтовариство, Юйхай Стріт, Наншанський список, Сеньчжон-місто, Гуангдонг Провінція, Китай

РУССКИЙ

Спасибо за использование электрической зубной щетки Oclean

Важные советы по безопасности

1. Дети в возрасте 8 лет и старше и лица с физическими, сенсорными или интеллектуальными недостатками или отсутствием опыта и знаний могут использовать этот прибор при условии, что они находятся под наблюдением или руководством по безопасному использованию этого прибора и понимают его опасность. Дети не должны играть с этим прибором. Дети не должны заниматься уборкой и обслуживанием пользователей без присмотра.
- 2, этот продукт может использовать только специальную головку щетки Oclean, и не будет нести все последствия, вызванные несертифицированной головкой щетки третьей стороны.
- 3, этот продукт является только средством личной чистки, не рекомендуется использовать в качестве медицинского назначения.
- 4, этот продукт предназначен только для использования в помещении, не помещайте его в зону прямого солнечного света, рекомендуется поместить его в сухое и проветриваемое место при нормальной температуре.
5. Пожалуйста, держите корпус сухим перед зарядкой, вытрите его мягкой тканью и регулярно очищайте интерфейс зарядки сухой тканью, чтобы предотвратить осаждение пятен.
6. Прибор должен питаться только при безопасном сверхнизком напряжении, соответствующем маркировке на приборах.
7. Не подвергайте устройству или аккумулятору чрезмерной температуре, нормальный диапазон температуры для зарядки аккумулятора 0 – 45 градусов.
8. Обратите внимание на то, что клеммы оборудования, работающего от батареи, или батареи не должны контактировать металлическими предметами, чтобы избежать риска короткого замыкания.

Щеточная головка

При замене головки щетки, пожалуйста, вытащите или вставьте вертикально, не поворачивайте вправо и влево. Стоматолог рекомендует менять головку щетки каждые 2-3 месяца

Люди, чувствительные к полости рта, должны обратить внимание на следующие ситуации

Люди, которые только что перенесли оральную пародонтальную операцию или находятся на лечении.

Люди с другими симптомами во рту, включая слабые зубные протезы или постоянное сильное кровотечение десен. Другие люди с чувствительной и уязвимой полостью рта и т.

Не рекомендуется использовать этот продукт или проконсультироваться с профессиональным стоматологом перед использованием.

Этот продукт не подходит для людей с ограниченными возможностями, психически больными или лицами, не имеющими соответствующего опыта и знаний [включая детей (0-12 лет)]. За исключением случаев, когда они используются под надзором и руководством их опекунов.

Руководство по использованию

1. Нажмите кнопку, чтобы включить и выключить электрическую зубную щетку. Нажмите кнопку и снова нажмите кнопку в пределах 55, чтобы циклически выбрать режим чистки зубов, экран и соответствующий символ режима будут следовать за переключением. В состоянии чистки зубов длительное нажатие клавиши 2S можно циклически переключать режим.

2, 5 режимов чистки зубов:

«Чувствительный уход»-специально предназначен для людей с чувствительными зубами, мягко очищает и одновременно уменьшает раздражение чувствительных областей.

«Быстрая очистка»-подходит для ежедневной эффективной очистки, эффективно удаляет остатки пищи и грязь.

«Глубокая очистка» - глубоко проникает в зубы и труднодоступные участки, мощно удаляя упорные пятна и бактерии.

"Bright White Polish"-интенсивное очищение делает поверхность зубов более гладкой и белой.

« Частная настройка » -пользователь может интеллектуально разработать схему ухода за полостью рта на стороне APP в соответствии со своими деснами и состоянием полости рта, например: настройка силы чистки зубов и продолжительности чистки зубов и т. Д. После завершения настройки конец зубной щетки синхронизирует режим, установленный в данный момент.

Таким образом, вы можете выбрать разные режимы в зависимости от ваших предпочтений и рекомендаций вашего стоматолога.

3. Когда APP выполняет распределение сети WiFi, свет WiFi дышит. WiFi в соединении, белый свет дышит, соединение WiFi успешно, белый свет всегда горит.

4, восстановить заводские настройки: длительное нажатие клавиши в течение 8 секунд, вы можете восстановить заводские



Google Play Store & IOS APP Store

Установите приложение: после сканирования QR-кода для загрузки приложения « Oclean Care+», пожалуйста, ищите в приложении и подключите зубную щетку; Примечание: в телефоне «Системные настройки-настройки Bluetooth» подключение недействительно.

Подключение APP (Главная-Добавить устройство-Выбрать WiFi-Ввести пароль-Подключение-Подключение успешно)

Здоровая чистка зубов

- щетины медленно перемещают зубную щетку под углом 45 градусов к линии десны;
- Во время чистки зубов вибрационный эффект зубной щетки будет иметь короткую паузу каждые 30 секунд, что подсказывает о необходимости смены положения чистки зубов;
- Если нет активной паузы во время использования, автоматическое выключение после окончания режима чистки зубов.

Метод зарядки:

Перед зарядкой высушите нижнюю часть зубной щетки и откройте порт Type C в нижней части машины для зарядки. При зарядке интерфейс экрана одновременно отображает состояние зарядки, как правило, он может быть полностью заряжен за 4 часа.

Подсказка о недостаточном заряде:

Когда заряд зубной щетки ниже 20%, интерфейс экрана напоминает о необходимости зарядки.



- 1. Запрещается разбирать, ударить, сдавливать или бросать в огонь.
- 2. Если продукт сильно надул, пожалуйста, не продолжайте использовать его.
- 3. Не подвергайте электроприборы или батареи чрезмерным температурам.
- 4. Запрещено использовать батарею после того, как она погружена в воду.
- 5. Обратите внимание на опасность короткого замыкания металлических предметов на клеммах или аккумуляторах приборов, работающих на батареях.

Перед утилизацией изделия аккумуляторы должны быть удалены из изделия в соответствии со следующими процедурами:

- 1. Откройте водонепроницаемую крышку нижней крышки и откройте винтовую заглушку.
- 2. Открутите нижний винт отверткой и откройте нижнюю крышку.
- 3. Используйте отвертку, чтобы открыть пряжки с обеих сторон, вытащите движение, вырежьте штырь никелевого листа аккумулятора с помощью ножниц В+, В-, вытащите аккумулятор.

-аккумуляторы должны быть извлечены из прибора перед его утилизацией;

-При извлечении батарея прибор должен быть отключен;

-Аккумуляторы должны быть безопасно утилизированы.

Данное устройство содержит заменяемые батареи. При окончании срока службы батареи или при утечке устройства и батареи необходимо правильно утилизировать.

● Спецификация продукта	
Наименование продукта	Oclean X Pro 20 WiFi Smart Sonic Electric Toothbrush
Модель продукту	N1804
Номинальный вход	5В 0,5А*
Номинальная входная мощность	2,5Вт
Емкость батареи	1100мАч
Совместимые устройства	совместимый с Android5.0, IOS9.0и выше, поддержка Bluetooth4.2
Диапазон частот	2400МГц-2483.5МГц
Водонепроницаемый класс	IPX7
Способ зарядки	Type-C

*При зарядке необходимо использовать адаптер с выходным напряжением 5 В 0,5 А (максимальная выходная мощность менее 15 Вт) и соответствующий требованиям IEC 60335-1.

Производитель: Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.
Manufacturer Address: 28G, Building 3, Dachong Business Center (Phase 3), No.18, Dachong 1st Road, Dachong Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

ENGLISH

Thank you for using the Oclean electric toothbrush

Important safety tips

1. Children over 8 years of age and above and persons with physical, sensory or intellectual defects, or without experience and knowledge may use the appliance under the supervision or guidance of the safe use and aware of the hazards. Children are not allowed to play with this appliance. Children shall not perform cleaning and user maintenance without supervision.
2. This product can only use Oclean special brush head, will not bear all the consequences of non-certified third party brush head.
3. This product is only personal cleaning products and is not recommended for medical use.
4. This product is only for indoor use, do not be placed in the direct sunlight area, it is recommended to be put in the room temperature dry ventilation place.
5. Please keep the body dry before charging, dry with soft cloth, and clean the charging interface with dry cloth regularly to prevent stains from deposition.
6. The appliance can only be supplied at the safety ultra-low voltage corresponding to the sign on the appliance.
7. Do not expose the device or battery to too high temperature. The normal temperature range of battery charging is 0 to 45 degrees.
8. Pay attention to the battery power supply equipment or battery terminals do not be touched by metal objects to avoid the risk of short circuit

Brush head

When replacing the brush head, please pull out or insert vertically, do not rotate left or right

Dentists recommend changing the brush head once every 2 to 3 months

Oral sensitive patients, such as the following circumstances should pay attention to

People who have just had oral and periodontal surgery or are undergoing treatment.

People with other symptoms in the mouth, including weak dentures or persistent massive bleeding from their gums.

Other oral cavity sensitive and vulnerable populations, etc.

Use of this product is not recommended, or to consult a professional dental practitioner before use.

This product is not suitable for the disabled, mentally ill or lack of relevant experience [including children (0-12 years old)].

Unless used under the supervision of their guardian.

Use Guidance

1. Click the button to turn on and off the electric toothbrush. Click the key 5S again to select the brushing mode, the screen and the corresponding mode symbols will follow the switch. In the brushing state, long press button 2S to switch mode.

2.5 brushing modes:

"sensitive care" -Designed for people with sensitive teeth, gentle cleaning while reducing irritation to sensitive areas.

"Quick Cleaning" -Suitable for daily efficient cleaning, effective removal of food residue and dirt.

"Deep cleaning" -Go deep between the teeth and hard-to-reach areas to forcefully remove stubborn stains and bacteria.

"Bright white polishing" -Strong cleaning makes the tooth surface more smooth and bright white.

"Private customization" -According to their own gums and oral status, users can intelligently develop oral care plans on the APP side, such as: brushing intensity and brushing duration setting, etc. After completing the setting, the toothbrush side will be synchronized with the current set mode.

Therefore, you can choose different models according to your preference and the advice of the dentist.

3. Wifi light breathe when the APP conducts the Wifi network. Wifi in the connection, the white light breathing, Wifi connection success, the white light is always on.

4. Restore the factory Settings: long press the button for 8 seconds to restore the factory Settings of the toothbrush.



Google Play Store & iOS APP Store

Install the APP: Scan the QR code to download the "Oclean Care+" APP, please search for and connect the toothbrush in the APP; Note: The connection is invalid in the mobile phone -system Settings-Bluetooth Settings:-

APP Connection (Home page-Add Device-Select Wifi-Enter password-Connect in-Connect successfully)

Brushing your teeth healthily

- Move the bristles at a 45 degree Angle and slowly move the toothbrush;
- During the process of brushing, the vibration effect of the toothbrush will have a short pause every 30 seconds, indicating that the brushing position should be changed;
- If there is no active pause, it will automatically turn down after brushing mode.

Charging method:

Before charging, wipe the bottom of the toothbrush and open the Type C port of the bottom of the machine to charge. When charging, the screen interface shows the charging state at the same time, and it can be filled within 4 hours.

Low power prompt:

When the toothbrush is less than 20%, the screen reminds you to charge.



1. Do NOT dismantle, impact, squeeze or put into the fire.
2. If the product is seriously bulging, do not continue to use it.
3. Do NOT expose electrical appliances or batteries to too high temperatures.
4. The battery is prohibited after immersion.
5. Pay attention to the danger of short circuit of the terminal of the battery power supply appliance or the battery by the metal object.

FCC Warning

This device complies with part I of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part I of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment *off* and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

CE Warning

1.the appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction

2.children being supervised not to play with the appliance

3.Signal words WARNING, CAUTION, DANGER in uppercase having a height as specified : Uppercase letter of the text explaining the signal word not smaller than 1,6 mm : Moulded in, engraved, or stamped markings either raised above or have a depth below the surface of at least 0,25 mm, unless

4.This appliance contains batteries that are non-replaceable

Before the product is discarded, the battery must be removed from the product in the following steps: 1. Open the bottom cover waterproof cover, remove the screw plug.

2. Unscrew the bottom screw with a screwdriver and open the bottom cover.

3. Use a screwdriver to open the buckle on both sides, remove the movement, cut the battery nickel sheet pin from B + and B-with shear pliers, and take out the battery.

- Before the waste appliance, the battery must be removed from the appliance;
- When taking out the battery, the appliance must be cut *off*;
- The battery shall be disposed of safely.

This device contains a non-replaceable battery. The equipment and battery must be disposed of properly when the battery life is over or leaks.

● Size of product

Product name	Oclean X Pro 20 WiFi Smart Sonic Electric Toothbrush
Product model	NIB04
Rated input	5V=0.5A*
Rated input power	2.5W
Battery capacity	1100mAh
Compatible devices	Android with compatibility5.0,IOS9.0And above, with Bluetooth support4.2
Frequency range	2400-2483.5MHz
Waterproof grade	IPX7
Charging method	Type-C

*When charging, an adapter with an output of 5V=0.5A (the maximum power of the output is less than 15W) and in compliance with the requirements of IEC 60335-1 must be used for charging

Manufacturer: Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.

Manufacturer Address: 28G, Building 3, Dachong Business Center(Phase 3), No.18, Dachong 1st Road, Dachong Community, Yuehai Street, Nanshan District,Shenzhen City, Guangdong Province, China



EU Authorized Representative European Address: Krokuvos
str. 13, Agency Name: Mbrush UAB 09314 Vilnius, Lithuania

Email:
service@mobalt.eu Post
Code: LT44237