

Посібник користувача
електричної зубної щітки
Oclean F1 Electric Toothbrush



Інструкції

- 1. Увімкнення живлення
Запустіть зубну щітку коротким натисканням кнопки живлення, зубна щітка автоматично вимкнеться після завершення 2-хвилинного плану чищення.
- 2. Змінити область чищення
Когда зубная щетка работает, появится напоминание с вибрацией, напоминающее пользователю о необходимости менять область чистки каждые 30 секунд.
- 3. Перемикач інтенсивності
Oclean F1 має встановлені 3 типи 2-хвилинного плану чищення: Чутливе чищення (за замовчуванням), Відбілююче чищення, Сильна чистка. Щоб переключити інтенсивність, просто натисніть та утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд у робочому стані.
- 4. Індикація батареї
Якщо заряд батареї становить менше 5%, червоний індикатор блиматиме як нагадування про зарядку. Індикатор блимає, коли відсоток заряду батареї нижчий за 20%, його необхідно зарядити для забезпечення нормального використання.

Нагадування про низький заряд батареї: зубна щітка не працюватиме, коли заряд батареї нижче 5%, зробить коротке натискання на кнопку живлення, червоний індикатор двічі блимне, а двигун двічі завібрує, щоб нагадати, що батарея розряджена, у цьому випадку необхідна підзарядка.

Коли батарея розряджена, блимає червоний індикатор. Білий індикатор постійно світитиметься, коли батарея повністю заряджена.

Характеристики	
Найменування	Oclean Sonic Electric Toothbrush
Модель	Oclean F1
Максимальне крутіння	140 gf.cm
Рівень водонепроникності	IPX7
Потужність	1.8W
Зарядний пристрій	USB-зарядний пристрій
Вхідна потужність	5V ~0.6A
Строк роботи * батареї	30 днів
Місткість батареї	800 mAh
Час зарядки	2 години

* У режимі чищення розраховано робочий час 2 хвилини/годину, 2 рази/день.

Facebook Page



www.facebook.com/ocleanofficial
Официальная страница Oclean в Facebook



Примітка

- Вміст токсичних та шкідливих речовин у всіх однорідних матеріалах цього компонента менший за граничну кількість, зазначену в GB/T 26572-2011;
- × Вміст токсичної та шкідливої речовини хоча б в одному з однорідних матеріалів цього компонента перевищує обмежену кількість, вказану в GB/T 26572-2011;
- * Більшість матеріалів цього продукту виготовлені з екологічно чистих матеріалів. Цей продукт можна використовувати, не турбуючись про порушення політики захисту навколишнього середовища.

Назва компонента	Токсичні та шкідливі речовини та елементи					Охорона навколишнього середовища
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
Насадка	○	○	○	○	○	○
Ручка	×	○	○	○	○	○
Зарядна база	×	○	○	○	○	○
Аксесуари	×	○	○	○	○	○
Батарея	○	○	○	○	○	○



Модель продукту:	Серійний номер:					
	Ім'я:	Тел:	Ел. адреса:	Адреса:	Дата купівлі:	Номер рахунку:
Інформація про користувача						
Опис проблеми:						

Гарантійний талон

- Ці пункти застосовуються тільки до продуктів Oclean, що продаються в країні або регіоні, де було здійснено покупку. У разі будь-яких невідповідностей чи недодатків із національною політикою національна політика має переважну силу.
- У разі проблем із продуктивністю, викликаних самим продуктом, можна скористатися послугами відповідно до наведених нижче правил за наявності дійсного підтвердження покупки:
- 2.1 Клієнт може безкоштовно скористатися гарантійним обслуговуванням протягом 24 місяців з дати покупки, якщо збіє у роботі викликаний самим продуктом.
3. Щоб скористатися замінною та гарантійним обслуговуванням, необхідно пред'явити дійсний документ, що підтверджує покупку.
4. Інші матеріали, пов'язані з продуктом (такі як пакувальна коробка, посібник з експлуатації тощо), не покриваються гарантією.

Руководство пользователя
электрической зубной щетки
OcClean F1 Electric Toothbrush



Инструкции

- 1. Включение питания
Запустите зубную щетку коротким нажатием кнопки питания, зубная щетка автоматически выключится после завершения 2-минутного плана чистки.
- 2. Изменить область чистки
Когда зубная щетка работает, появится напоминание с вибрацией, напоминающее пользователю о необходимости менять область чистки каждые 30 секунд.
- 3. Переключатель интенсивности
OcClean F1 имеет предустановленные 3 типа 2-минутного плана чистки: Чувствительная чистка (по умолчанию), Отбеливающая чистка, Сильная чистка.
Чтобы переключить интенсивность, просто нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд в рабочем состоянии.
- 4. Индикация батареи
Если заряд батареи составляет менее 5%, красный индикатор будет мигать в качестве напоминания о зарядке. Индикатор мигает, когда процент заряда батареи ниже 20%, его необходимо зарядить для обеспечения нормального использования.

Напоминание о низком заряде батареи: зубная щетка не будет работать, когда заряд батареи ниже 5%, сделайте короткое нажатие на кнопку питания, красный индикатор дважды мигнет, а двигатель дважды завибрирует, чтобы напомнить, что батарея разряжена, в этом случае необходима подзарядка.

Красный индикатор мигает, когда батарея разряжена. Белый индикатор горит постоянно, когда батарея полностью заряжена.

Характеристики	
Наименование	OcClean Sonic Electric Toothbrush
Модель	OcClean F1
Максимальное кручение	140 gf.cm
Уровень водонепроницаемости	IPX7
Мощность	1.8W
Зарядное устройство	USB-зарядное устройство
Входная мощность	5V ±0.6A
Срок службы * батареи	30 дней
Емкость батареи	800 mAh
Время зарядки	2 часа

* В режиме чистки рассчитано рабочее время 2 минуты/час, 2 раза/день.

Facebook Page



www.facebook.com/ocleanofficial

Официальная страница OcClean в Facebook



IPX7



oclean

Remark

Название компонента	Токсичные и вредные вещества и элементы					Охрана окружающей среды
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
Насадка	○	○	○	○	○	○
Ручка	×	○	○	○	○	○
Зарядная база	×	○	○	○	○	○
Аксессуары	×	○	○	○	○	○
Батарея	○	○	○	○	○	○

- Содержание токсичных и вредных веществ во всех однородных материалах этого компонента меньше предельного количества, указанного в GB/T 26572-2011;
- ×
- Содержание токсического и вредного вещества хотя бы в одном из однородных материалов этого компонента превышает ограниченное количество, указанное в GB/T 26572-2011;
- * Большинство материалов этого продукта изготовлены из экологически чистых материалов. Вы можете использовать этот продукт, не беспокоясь о нарушении политик защиты окружающей среды.

Модель продукта:	Серийный номер:					
	Имя:	Тел:	Эл. адрес:	Адрес:	Дата покупки:	Номер счета:
Информация о пользователе						
Описание проблемы:						

Гарантийный талон

1. Эти пункты применяются только к продуктам OcClean, продаваемым в стране или регионе, где была совершена покупка. В случае каких-либо несоответствий или упущений с национальной политической национальной политика имеет преимущественную силу.

2. В случае проблем с производительностью, вызванных самим продуктом, можно воспользоваться услугами в соответствии с приведенными ниже правилами при наличии действительного подтверждения покупки:


2.1 Клиент может бесплатно воспользоваться гарантийным обслуживанием в течение 24 месяцев с даты покупки, если сбой в работе вызван самим продуктом.

3. Чтобы воспользоваться заменой и гарантийным обслуживанием, необходимо предъявить действительный документ, подтверждающий покупку.

4. Другие материалы, связанные с продуктом (такие как упаковочная коробка, руководство по эксплуатации и т. д.), не покрываются гарантией.



Oclean Smart Sonic Electric Toothbrush User Manual



Low battery reminder: The toothbrush will not work when battery is lower than 5%, short press on the power button, red light flashes twice and motor vibrates twice to remind that battery is extremely low, recharge is needed in this case.

The red indicator flashes when battery is low. The white indicator is on constantly when battery is full.

Specifications

Product Name	Oclean Sonic Electric Toothbrush
Model	Oclean F1
Max Torsion	140 gf.cm
Waterproof	IPX7
Power	1.8W
Charger	USB charger
Input	5V =0.6A
Battery Life *	30 days
Battery Capacity	800 mAh
Charging Time	2 hours

* Calculated by 2 minutes/time, twice/day.

Facebook Page



www.facebook.com/ocleanofficial

Follow the Oclean Official Facebook Page



Oclean

Remark

- The content of toxic and harmful substance in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011;
- × The content of toxic and harmful substance in at least one of the homogeneous materials of this component is over the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011;
- * Most materials of this product adopt environment-friendly materials. You can use this product without worry of infringing environment-protection policies.

Name of parts	Toxic and harmful substance or element						Environment Protection Term
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
Brush head	○	○	○	○	○	○	Ten Years
Handle	×	○	○	○	○	○	
Charging base	×	○	○	○	○	○	
Accessory	×	○	○	○	○	○	Five Years
Battery	○	○	○	○	○	○	

Oclean

Warranty Card

- These clauses only apply to Oclean products sold in the country or region where the purchase is made, if there is any inconsistency or omission with the national policy, the national policy shall prevail.
- For performance issues caused by the product itself, one may avail service as per below regulations with valid proof of purchase:
- 2.1 A customer can avail warranty service for free within 24 months from the date of purchase if there is a performance failure caused by the product itself.
- In order to avail replacement and warranty services, one should show the valid proof of purchase.
- Other product related materials (such as Packaging box, Product Manual etc.) are not covered in warranty.

Serial Number:		Name:				
Product model:		Teli:				
		Email:				
		Address:				
		Date of purchase:				
		Invoice number:				
		Problem Description:				