

Електрична зубна щітка OcClean X10 Smart Sonic

Інструкція користувача

Важливі поради щодо безпеки
Цей виріб рекомендується використовувати з 12 років.
Виріб можна використовувати лише зі змінними насадками OcClean. Ми не несемо відповідальності за будь-які наслідки використання несертифікованих насадок інших виробників.
Цей виріб призначений лише для індивідуального чищення та не рекомендується використовувати з медичною метою або декількома людьми. Цей виріб призначений лише для приміщень.
Не залишайте зубну щітку під прямим сонячним промінням протягом тривалого часу. Рекомендуємо зберігати її в сухому, добре провітрюваному місці при кімнатній температурі.
Слідкуйте, щоб корпус зубної щітки був сухим.
Перед тим, як поставити рукоятку на зарядний пристрій, витирайте її насухо м'якою тканиною. Коли щітка зарядиться, закрийте порт для зарядки кришкою. Переконайтеся, що кришка була встановлена герметично і вода не могла потрапити всередину.
OcClean не несе відповідальності за пошкодження, спричинені неправильною експлуатацією.
Живлення має забезпечуватися виключно безпечним наднизьким напруженням, відповідним маркуванню на пристрої.
В інструкціях до пристроїв, акумулятори яких не підлягають заміні користувачем, слід вказати наступне: Акумулятор повинен замінювати лише кваліфікований спеціаліст.



Інструкція по застосуванню

Керування кнопками «вгору» та «вниз»
Ви можете самостійно задати потрібні налаштування зубної щітки. Натисніть кнопку «вгору», щоб переключити режим, і кнопку «вниз», щоб переключити рівень інтенсивності. Доступно 5 режимів роботи зубної щітки: інтенсивне відбілювання, спеціалізоване чищення, чутливе чищення, відбілювання та полірування, а також масаж ясен. Зубна щітка має 5 рівнів інтенсивності на вибір.
Керування кнопкою УВІМК/ВИМК.
Коли зубна щітка увімкнеться, натисніть на кнопку УВІМК/ВИМК, щоб розпочати чищення зубів. Якщо під час чищення зубів потрібно зробити паузу, натисніть на цю кнопку; щоб відновити чистку, натисніть на кнопку ще раз і утримуйте протягом 15 секунд; якщо пауза триватиме більше 15 секунд, дисплей згасне і зубна щітка перейде в режим сну. Якщо відображається модель зубів або смайлик, то при натисканні на кнопки УВІМК/ВИМК, зубна щітка відразу переходить у сплячий режим. Щоб скинути налаштування мови, натисніть і утримуйте кнопку «УВІМК.» протягом 8 секунд. Ви повернете заводські налаштування.
Програма чищення зубів
Без попереднього налаштування зубна щітка працює протягом 2 хвилин, за умовчанням виконуючи стандартну програму щоденного чищення, тобто виріб сповіщатиме користувача про необхідність зміни зони чищення, змінюючи характер вібрації кожні 30 секунд, і автоматично припиняє роботу через 2 хвилини.
Зворотний зв'язок з розумним чищенням
Після завершення чищення на екрані зубної щітки відображається пропозиція оцінити результат чищення. Потрібно поставити оцінку за шкалою зірок. Якщо процедуру чищення оцінено на 3 зірки, на екрані зубної щітки відобразиться смайлик, і чищення завершиться. Якщо процедура чищення буде оцінена менш ніж на 3 зірок (тобто 2 зірки, 1

зірку і без зірок), на екрані зубної щітки висвітлиться модель зубів із зазначенням областей, де потрібне додаткове чищення, час додаткового чищення визначиться автоматично.
Якщо з'явиться нагадування про додаткове чищення, вам потрібно буде дотримуватися вказівок і увімкнути режим повторного чищення за допомогою кнопок вгору або вниз. Коли додаткове чищення буде повністю завершено, на екрані зубної щітки висвітлиться смайлик, що означає, що процес чищення завершено.



Зарядка зубної щітки

У цьому пристрої використовується механізм зарядки типу C. Щоб зарядити щітку, вставте кабель для зарядки у вилку живлення, відкрийте захисну кришку в нижній частині щітки і вставте зарядний кабель кінцем зі штекером типу C у порт USB у нижній частині зубної щітки, а іншим кінцем підключіть до джерела живлення. Як тільки зубна щітка повністю зарядиться, вийміть зарядний кабель і встановіть захисну кришку (як показано на малюнку).
Якщо надовго залишати зубну щітку у увімкненій бездротовій зарядній станції, це може призвести до передчасного зниження ресурсу вбудованого акумулятора, і в результаті до зниження якості роботи приладу.
Дякуємо, що обрали електричну зубну щітку OcClean Smart Sonic.

Примітка
З обережністю повинні використовувати пристрій особи з проблемами ротової порожнини, зокрема

Користувачі, які нещодавно перенесли хірургічне втручання на пародонті або в даний момент проходять лікування.

Особи з іншими симптомами в ротовій порожнині, а також користувачі з нестачею протезами або хронічною сильною кровоточивістю ясен. Інші особи з проблемами, пов'язаними зі здоров'ям ротової порожнини.

Цей виріб не рекомендується використовувати вказаним вище категоріям осіб або перед застосуванням проконсультуйтеся з професійним стоматологом.

Даний прилад не призначений для людей з обмеженими фізичними можливостями, психічними розладами або для тих, хто не має достатнього досвіду та знань (у тому числі дітей віком від 0-12 років). Крім ситуацій, коли прилад використовується під наглядом опікуна чи іншого законного представника.



Сповіщення про низький рівень заряду акумулятора
Коли рівень заряду нижче 20 %, на дисплеї зубної щітки періодично відображається повідомлення про те, що акумулятор розряджений і незабаром буде потрібно його заряджати. При сильному розряді акумулятора (менше 1%) зубна щітка відключиться, її моторчик почне вібрувати, нагадуючи про необхідність зарядки, а також не включатиметься екран.

Зарядка

Щоб зарядити щітку, відкрийте захисну кришку в нижній частині зубної щітки, вставте кабель для зарядки у вилку живлення, відкрийте захисну кришку в нижній частині щітки і вставте зарядний кабель кінцем зі штекером типу C у порт для зарядки в нижній частині зубної щітки, а іншим кінцем підключіть до джерела живлення. Під час нормальної зарядки на екрані корпусу зубної щітки відображатиметься зображення зарядки та процес заряджання. Як правило, вона повністю заряджається приблизно за 3 години.

Рекомендований спосіб чищення зубів



Повільно переміщуйте зубну щітку, підтримуючи кут 45° до лінії ясна. При виконанні цієї процедури немає необхідності вручну водити щіткою вгору-вниз.



Обережно тримаючи рукоятку зубної щітки, повільно керуйте нею круговими рухами без надмірного натиску.



Після чищення прополощіть рот чистою водою.



Очищення корпусу та насадки зубної щітки.
Промийте водопровідною водою, закрийте захисною кришкою, висушіть головку щітки на повітрі, не смийте за щетину.

Характеристики виробу

Найменування виробу	Електрична зубна щітка OcClean X10 Smart Sonic
Модель	R3100
Клас IP-захисту	IPX7
Вхідна напруга	2,5Вт
Зарядка	Типу C із прямим з'єднанням
Струм	5В = 0,5А
Термін служби	батарейки 60 днів
Ємність акумулятора	1200 мАч
Тривалість зарядки	3 години
Опорні стандарти	GB 4706.1-2005,GB 4706.59-2008

* Розраховано в режимі відбілювання, 2 хвилини/один раз, 2 рази/день. !!!



1. ЗАБОРОНЕНО розбирати, вдаряти, здавлювати чи кидати пристрій у вогонь.
2. НЕ використовуйте зубну щітку, якщо її акумулятор здувся або збільшився в об'ємі.
3. НЕ розташовуйте щітку в умовах високої температури.
4. Не використовуйте пристрій, якщо він зазнав впливу вологи.
5. Перш ніж викинути зубну щітку, необхідно вийняти акумулятор.
6. Перед вийманням акумулятора обов'язково вимкніть пристрій.
7. Акумуляторна батарея підлягає спеціальній утилізації.



Гарантійний сертифікат Електрична зубна щітки OcClean Smart Sonic

Інформація про користувача

Ім'я: _____ Телефон: _____ Еле. адреса: _____

Адреса: _____ Поштовий індекс: _____

Інформація про продавця

Продавець: _____ Телефон: _____

Адреса: _____ Поштовий індекс: _____

Номер рахунку: _____ Дата продажу: _____

Інформація про продукт

Тип продукту: _____ Виробничий майданчик: _____

Гарантійний талон

Дата доставки	Опис/причина/усунення проблеми	Використане обладнання	Майстер по ремонту	Дата прийому

Запросіть звіт з сервісного центру та зберігайте його разом із гарантійним сертифікатом (дивіться ліву частину сторінки)
Компанія Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd, у суворій відповідності до вимог технічного обслуговування, заміни та повернення побутових приладів, надає гарантію для споживачів, які придбали електричну зубну щітку OcClean Smart Sonic.
Якщо будуть виявлені розбіжності між положеннями щодо сервісного обслуговування та умовами гарантії, переважну силу матимуть умови гарантії та текст гарантійного сертифікату.
Якщо у придбаному вами продукті виявлено несправність або дефект, зв'яжіться з нами. 4008-365-909.
Виробник Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd. (Шеньчжень Юндінг Інформаційні технології Ко., Лтд.)
Адреса виробника: # 28G, корпус 3, Бізнес-центр Дачонг (на захід від дороги Тонгу і на північ від проспекту Шеннан), район Юехай, район Наньшань, Шеньчжень No.89, Dingshan Middle Road, Dongfu Street, Haicang District, Xiamen, Fujian, China
Website: www.oclean.com

Электрическая Зубная Щетка Oclean X10 Smart Sonic Руководство Пользователя

Важные Советы по Безопасности

Данное изделие рекомендуется использовать с 12 лет. Изделие можно использовать только со сменными насадками Oclean. Мы не несем ответственности за любые последствия использования несертифицированных насадок других производителей. Данное изделие предназначено только для персональной очистки и не рекомендуется использовать в медицинских целях или несколькими людьми.

Оно предназначено только для помещений. Не оставляйте зубную щетку под прямыми солнечными лучами в течение длительного времени. Рекомендуем хранить ее в сухом, хорошо проветриваемом месте при комнатной температуре.

Следите, чтобы корпус зубной щетки был сухим. Перед тем, как вы поставите рукоятку на зарядное устройство, вытирайте ее насухо мягкой тканью. Когда щетка зарядится, закройте порт для зарядки крышкой. Убедитесь, чтобы крышка была установлена герметично и вода не могла попасть внутрь. Oclean не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией.

Питание должно быть обеспечено только безопасным сверхнизким напряжением, соответствующим маркировке на устройстве.

В инструкциях к продуктам, аккумуляторы которых не подлежат замене пользователем, должно быть указано следующее: Аккумулятор в данном устройстве должен заменять только квалифицированный специалист.



Насадка для щетки
При необходимости
замены вынимайте
и устанавливайте
насадку
вертикально, не
проворачивая ее
влево или вправо
Стоматологи
рекомендуют
менять насадку
щетки каждые
два-три месяца.

Инструкция по применению

Управление кнопками «вверх» и «вниз»
Вы можете самостоятельно задать нужные настройки зубной щетки. Нажмите кнопку «вверх», чтобы переключить режим, и кнопку «вниз», чтобы переключить уровень интенсивности. Доступно 5 режимов работы зубной щетки: интенсивное отбеливание, специализированная чистка, чувствительная чистка, отбеливание и полировка, а также массаж десен. Зубная щетка имеет 5 уровней интенсивности на выбор.

Управление кнопкой ВКЛ / ВЫКЛ
Когда зубная щетка включится, нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ, чтобы начать чистку зубов. Если во время чистки зубов, нужно сделать паузу, нажмите эту кнопку; чтобы возобновить чистку, нажмите кнопку еще раз и удерживайте в течение 15 секунд; если пауза будет длиться более 15 секунд, дисплей погаснет и зубная щетка перейдет в спящий режим. Если отображается модель зубов или смайлик, то при нажатии кнопки ВКЛ / ВЫКЛ зубная щетка сразу переходит в спящий режим. Чтобы сбросить настройки языка, нажмите кнопку «ВКЛ» и удерживайте в течение 8 секунд. Вы вернете заводские настройки.

Программа чистки зубов
Без предварительной настройки зубная щетка работает в течение 2 минут, по умолчанию выполняя стандартную программу ежедневной чистки, т. е. изделие будет оповещать пользователя о необходимости изменения зоны чистки, изменяя характер вибрации каждые 30 секунд, и автоматически прекратит работу через 2 минуты.

Обратная связь с умной чисткой
По завершению чистки на экране зубной щетки отобразится предложение оценить результат чистки. Нужно поставить оценку по шкале звезд. Если процедура чистки оценена на 3 звезды, на экране зубной щетки отобразится смайлик, и чистка завершится. Если процедура чистки будет оценена менее чем на 3 звезд (т.е. 2 звезды, 1 звезду и без звезд), на экране зубной щетки высветится модель зубов с указанием областей, где требуется дополнительная чистка, в ремя дополнительной чистки определится автоматически.

При появлении напоминания о дополнительной чистке, вам нужно будет следовать инструкции и включить режим повторной чистки с помощью кнопок вверх или вниз. По окончании дополнительной чистки зубы на экране, выделенные красным, будут окрашены в белые. Когда дополнительная чистка будет полностью завершена, на экране зубной щетки высветится смайлик, означающий, что процесс чистки завершен.



Зарядка зубной щетки

В данном устройстве используется механизм зарядки Типа C. Чтобы зарядить щетку, вставьте кабель для зарядки в вилку питания, откройте защитную крышку в нижней части щетки и вставьте зарядный кабель концом со штекером Типа C в порт USB в нижней части зубной щетки, а другим концом подключите к источнику питания. Как только зубная щетка полностью зарядится, выньте зарядный кабель и установите защитную крышку. (как показано на рисунке)

Если надолго оставлять зубную Зарядка щетку во включенной беспроводной зарядной станции, это может привести к преждевременному снижению ресурса встроенного аккумулятора и, как следствие, качества работы прибора.

Спасибо что выбрали Электрическую Зубную Щетку Oclean Smart Sonic.

Примечание

С осторожностью должны использовать изделие лица с проблемами ротовой полости, в частности

Пользователи, которые недавно перенесли хирургическое вмешательство на пародонте или в данный момент проходят лечение.
Лица с другими симптомами в ротовой полости, в том числе пользователи с неустойчивыми протезами или хронической сильной кровоточивостью десен.
Другие лица с проблемами, связанными со здоровьем ротовой полости.
Это изделие не рекомендуется использовать указанным выше категориям лиц или перед применением проконсультируйтесь с профессиональным стоматологом.
Данный прибор не предназначен для людей с ограниченными физическими возможностями, психическими расстройствами или тех, кто не имеет достаточного опыта и знаний (в том числе детей возрастом от 0–12 лет). Кроме ситуаций, когда прибор используется под присмотром опекуна или иного законного представителя.



Оповещение о Низком Уровне Заряда Аккумулятора

Когда уровень заряда ниже 20%, на дисплее зубной щетки периодически отображается оповещение о том, что аккумулятор разряжен и вскоре потребуется его зарядка. При сильном разряде аккумулятора (менее 1%) зубная щетка отключится, ее моторчик начнет вибрировать, напоминая о необходимости зарядки, а также не будет включаться экран.

Зарядка

Чтобы зарядить щетку, откройте защитную крышку в нижней части зубной щетки, вставьте кабель для зарядки в вилку питания, откройте защитную крышку в нижней части щетки и вставьте зарядный кабель концом со штекером Типа C в порт для зарядки в нижней части зубной щетки, а другим концом подключите к источнику питания. Во время нормальной зарядки на экране корпуса зубной щетки будет отображаться изображение зарядки и процесс зарядки. Как правило, она полностью заряжается примерно за 3 часа.

Рекомендуемый способ чистки зубов



Медленно перемещайте зубную щетку, поддерживая угол 45° к линии десны. При выполнении этой процедуры нет необходимости вручную водить щеткой вверх-вниз.



Аккуратно держа рукоятку зубной щетки, медленно водите ею круговыми движениями без чрезмерного нажима.



После чистки прополощите рот чистой водой.



Очистка и уход

Очистка корпуса и насадки зубной щетки
Промойте водопроводной водой, закройте защитной крышкой, высушите головку щетки на воздухе, не держите за щетину.

Характеристики Изделия

Наименование Изделия	Электрическая Зубная Щетка Oclean X10 Smart Sonic
Модель	R3100
Класс IP-защиты	IPX7
Входная Мощность	2,5Вт
Зарядка	Типа C с прямым соединением
Ток	5В == 0,5А
Срок службы батареек*	60 дней
Емкость Аккумулятора	1200 мАч
Длительность зарядки	3 часа
Опорные стандарты	GB 4706.1-2005,GB 4706.59-2008

* Рассчитано в режиме отбеливания, 2 минуты/один раз, 2 раза/день.



1. ЗАПРЕЩЕНО разбирать, ударять, сдавливать или бросать устройство в огонь.
2. НЕ используйте зубную щетку, если ее аккумулятор вздулся или увеличился в объеме.
3. НЕ размещайте щетку в условиях высокой температур.
4. НЕ используйте устройства, если он подвергался воздействию влаги.
5. Прежде чем выбросить зубную щетку, из нее необходимо вынуть аккумулятор.
6. Перед извлечением аккумулятора обязательно выключите устройство.
7. Аккумуляторная батарея подлежит



Гарантийный сертификат Электрическая зубная щетка Oclean Smart Sonic

Информация о пользователе

Имя: _____ Телефон: _____ Эл. адрес: _____

Адрес: _____ Почтовый индекс: _____

Информация о продавце

Продавец: _____ Телефон: _____

Адрес: _____ Почтовый индекс: _____

Номер счета: _____ Дата продажи: _____

Информация о продукте

Тип продукта: _____ Производственная площадка: _____

Гарантийный талон Электрическая зубная щетка Oclean Smart Sonic

Дата доставки	Описание/причина /устранение неисправности	Используемое оборудование	Мастер по ремонту	Дата приема

Запросите отчет по техническому обслуживанию из сервисного центра и храните его вместе с гарантийным сертификатом.(см. левую часть страницы)


Компания Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd, в строгом соответствии с Требованиями по техобслуживанию, замене и возврату бытовых приборов, предоставляет гарантию для потребителей, которые приобрели электрическую зубную щетку Oclean Smart Sonic. Если будут обнаружены расхождения между положениями по сервисному обслуживанию и условиями гарантии, преимущественную силу будут иметь условия гарантии и текст гарантийного сертификата. Если в приобретенном вами продукте обнаружена неисправность или дефект, свяжитесь с нами. 4008-365-909.

Производитель: Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd. (Шаньчжэнь Юндинг Информационные технологии Ко., Лтд.)
Адрес производителя: #28B, корпус 3, Бизнес-центр Дачонг (к западу от дороги Тонгу и к северу от проспекта Шеннан), район Юэхай, район Наньшань, Шаньчжэнь, Китай
Адрес производства: No.89, Dingshan Middle Road, Dongfu Street, Haicang District, Xiamen, Fujian, China
Website: www.oclean.com

Oclean X10 Smart Sonic Electric Toothbrush User Manual

Safety Tips

This product is for 12 years old and above.
The product is compatible with Oclean replacement brush heads only. Oclean bears no responsibility for any consequences resulting from the misuse of non-certified third-party brush heads.
This product is for personal cleaning only and not for medical purposes or multi-user.
This product is for indoor use only. Do not place the toothbrush under direct sunlight for a prolonged time. It is recommended to be placed in dry well-ventilated areas with normal temperature.
Please keep the toothbrush handle dry or wipe it with a soft cloth before charging. After charging, please resume the waterproof charge port cover back to its original place and ensure that it is sealed. Oclean is not responsible for any consequences caused by improper operation.
This product can only be charged via the corresponding voltage demonstrated on the product.
The built-in battery can only be changed by trained professionals.



Instruction

Up/down control
The toothbrush is operated via up-down control, tap the up button to switch modes, and the down button to switch intensities. There are 5 modes to select: Clean Mode, White Mode, Massage Mode, Sensitive Mode, and Polishing Mode. Each has 5 levels of intensities.

ON/OFF control
Once toothbrush is turned on, tap the ON/OFF button to start brushing your teeth. Tap the button to pause during the brushing session and then tap again within 15 seconds to resume its operation; Whilst in pause with over 15 seconds will inactivate the toothbrush. The toothbrush will be in hibitnate with a tap on the ON/OFF button. To reset the language setting, please press the "ON/OFF control" button for 8 seconds to revert to the factory setting.

Brushing program
White Mode is the default mode with 2 mins timer, and the toothbrush will remind the user to switch the brushing zone every 30 seconds by vibrating.

Smart brushing feedback

After each brushing session, there will be emoji feedbacks of the brushing report with a stars score rating. When score 3 stars, there will be a smiley emoji to demonstrate that you brush like a dentist. When scored less than 3 stars, there will be a tooth model to demonstrate areas that you have been missing while brushing. Then a supplementary brushing plan with according time will be generated for you.

Then simply tap the up/down control to activate the supplementary brushing plan. When completed, the toothbrush will show an emoji on the display, and end this brushing session.



Toothbrush charging

This product adopts the USB Type-C charging port. When charging is in need, remove the waterproof charge port cover and connect the charging cable to a power plug. When fully charged, please unplug the charging cable resume the cover. (as shown in the figure)

Overcharging may lead to premature battery depletion, thus affecting the user experience.

Thanks for using Oclean Smart Sonic Electric Toothbrush.

Note

Attention should be paid to those with the following conditions of oral sensitivities

Those who have recently undergone periodontal surgery or are undergoing Oral-related treatments.
Individuals with other symptoms orally include those with unstable dentures or have heavy gum bleeding.
Other individuals with sensitive and fragile oral issues.
This product is not recommended for those with the above conditions and should consult a professional dentist before use.
This product is not suitable for those with disabilities, mental illness, or lack of relevant experience and knowledge [including children (0-12 years old)] unless under the supervision of their guardians.



Low Battery Reminder

When the battery percentage is below 20%, a reminder will pop up on the display of your toothbrush from time to time to indicate its battery situation. When the battery is extremely low with less than 1%, your toothbrush and its screen will be off, and the motor will vibrate to alert you to charge the battery.

How to Charge

When charging is needed, remove the protection cover at the bottom of the toothbrush, connect the charging cable to the power plug and the toothbrush. During charging, the screen on the toothbrush will display a charging interface. Generally, it takes about 3 hours to fully charge the device.

Recommended tooth brushing method



Position the toothbrush at 45° between the bristles and gingiva line. It isn't necessary to press hard or scrub, just simply guide the brush




Start with the outside surfaces of the teeth. Guide the brush head slowly from tooth to tooth, holding the brush head in place for a few seconds



Mouthwash with water afterward.

Device cleaning and maintenance



Toothbrush handle and brush head cleaning
Direct rinse under running water with a cover on the brush bristles. After washing, air dries the brush head, and no need to pull the bristles.

Product Specifications

Product Name	Oclean X10 Smart Sonic Electric Toothbrush
Model	R3100
IP Rating	IPX7
Input Power	2.5W
Charging	Type-C charging
Input	5V= 0.5A
Battery life*	60 days
Battery Capacity	1200 mAh
Charging time	3 hours
Implementation standard	GB 4706.1-2005,GB 4706.59-2008

* Calculated under whitening mode, 2 minutes/time, 2 times/day.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
1) this device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

EU Authorized Representative
Agency name: Mbrush UAB
Representative: Algirdas Tevelis
European Address: Totori g.3, Kaunas, Lithuania
Post Code: LT44237
Email: service@mobalt.eu
Phone: +37067052772

-
1. Do NOT disassemble, strike, extrude or throw the device into a fire.
 2. Do NOT use the toothbrush if its battery is bulging or has expanded.
 3. Do NOT place in a high-temperature environment.
 4. Do NOT use the device if its battery has been subjected to immersion in water.
 5. Before the appliance is discarded, its battery must be removed from it.
 6. Before the battery is removed, the appliance must be powered off.
 7. The battery shall be disposed of safely.

Name of parts	Toxic and harmful substance or element							Environment Protection
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBBs	PBDEs	4 Phthalates	
PCBA	○	○	○	○	○	○	○	10 years
Plastic parts	○	○	○	○	○	○	○	
Metal hardware	○	○	○	○	○	○	○	

Name of parts	Toxic and harmful substance or element							Environment Protection
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBBs	PBDEs	4 Phthalates	
Vibrating motor	○	○	○	○	○	○	○	10 years
Accessories	○	○	○	○	○	○	○	
Battery	○	○	○	---	---	---	---	

Remarks

- This indicates that the content of toxic and hazardous substances in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in RoHS 2.0 Directive: 2011/65/EU & (EU) 2015/863.
- × This indicates that the content of toxic and hazardous substances in at least one of the homogeneous materials of this component is more than the limited quantity as specified in RoHS 2.0 Directive: 2011/65/EU & (EU) 2015/863.
-
- * Except for very few materials, due to technical development reasons, most of the materials used are environmentally friendly. Please use this product with confidence during the environmental protection period.

Guarantee Certificate of Oclean Smart Sonic Electric Toothbrush

User Information

Name: _____ Phone: _____ E-mail: _____

Address: _____ ZIP code: _____

Retailer Information

Retailer: _____ Phone: _____

Address: _____ ZIP code: _____

Invoice no.: _____ Sales date: _____

Product Information

Product type: _____ Manufacturing site: _____

Warranty Card of Oclean Smart Sonic Electric Toothbrush

Delivery date	Fault description/reason/disposal	Equipment employed	Acceptance date	Serviceman

Please request a maintenance report from the maintenance center and keep it together with the warranty certificate. (See the page on the left.)

Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd., in strict accordance with the Responsibility Regulations on Maintenance, Replacement and Sales Return of Household Appliances, offers a guarantee for consumers who purchase the Oclean Smart Sonic Electric Toothbrush. In the case of any inconsistency between the service articles and the provisions of guarantee, the provisions of the guarantee and the contents of the guarantee certificate shall govern.
If the product you have purchased is found to have a fault or defect, please contact our service line at 4008-365-909.

Manufacturer: Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd.
Manufacturer's address: 28G, Building 3, Dachong Business Center (phase III), No.18 Dachong 1st Road, Dachong Community, Yuehai Street,Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China.
Production address: No.89, Dingshan Middle Road, Dongfushan Street, Haicang District, Xiamen, Fujian, China
Made in China

Website: www.oclean.com

IPX7 CE FCC IC EAC

