




Посібник користувача
Розумний іригатор ротової
порожнини Oclean W1




Інструкції



• Технічні характеристики

Назва продукту	Oclean W1 Smart Oral Irrigator
Модель	Oclean W1
Ємність резервуара для води	30 ml
Рівень водонепроникності	IPX5
Вхідна потужність	2.5 W
Зарядка	Oclean magnetic charging
Вхідна напруга	5V ~0.5A
Термін служби батареї*	30 днів
Ємність батареї	1200 mAh
Час зарядки	3 hours
Стандарти	GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008

* Примітка: Термін служби батареї розраховується на основі режиму за замовчуванням, працює один раз на день, 1 бак/раз.



Назва компонента	Токсичні та шкідливі речовини та елементи						Охорона навколишнього середовища
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
PCBA	○	○	○	○	○	○	10 років
Пластмасові частини	○	○	○	○	○	○	
Металева фурнітура	○	○	○	○	○	○	
PPC	○	○	○	○	○	○	5 років

Remarks

- This indicates that the content of toxic and hazardous substances in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011.
- ✕ This indicates that the content of toxic and hazardous substances in at least one of the homogeneous materials of this component is more than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011.
- * Except for very few materials, due to technical development reasons, most of the materials used are environmentally friendly. Please use this product with confidence during the environmental protection period.

Гарантійний талон

1. Ці положення застосовуються лише до продуктів Oclean, які продаються в країні або регіоні, де було здійснено покупку. У разі будь-яких невідповідностей або упереджень національної політики національна політика має переважну силу.
2. У разі проблем із продуктивністю, стричених самим продуктом, можна скористатися послугою згідно з наведеними нижче правилами з дійсним доказом покупки:
- 2.1 Клієнт може скористатися безкоштовним гарантійним обслуговуванням протягом 24 місяців із дати покупки, якщо є збіг у роботі, спрининений самим продуктом.
3. Щоб скористатися послугою заміни та гарантійним обслуговуванням, необхідно пред'явити дійсний доказ покупки.
4. Гарантія не поширюється на інші матеріали, пов'язані з виробом (наприклад, пакувальна коробка, посібник із виробу тощо).



Модель продукту:	Серійний номер:						
	Ім'я:	Тел:	Ел. адреса:	Адреса:	Дата купівлі:	Номер рахунку:	Опис проблеми:
Інформація про користувача							
Опис проблеми:							



Посібник користувача

Умный ирригатор для полости рта

Oclean W1



Інструкції



• Технические характеристики

Название устройства	Oclean W1 Smart Oral Irrigator
Модель	Oclean W1
Объем резервуара для воды	30 ml
Уровень водонепроницаемости	IPX5
Входная мощность	2.5 W
Зарядка	Oclean magnetic charging
Входное напряжение	5V ±0.5A
Срок службы батареи*	30 днів
Емкость батареи	1200 mAh
Время зарядки	3 hours
Стандарты	GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008

* Примечание: Срок службы батареи рассчитывается на основе режима по умолчанию, работает один раз в день, 1 бак/раз.



Следите за официальной страницей Oclean в Facebook

Oclean Facebook Page

www.facebook.com/ocleanglobal



R-R-y1T-Oclean W1



210-141998



Наименование частей	Токсичные и опасные части элемента						Охрана навколишнього середовища
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
PCBA	○	○	○	○	○	○	10 лет
Пластмассовые части	○	○	○	○	○	○	
Металлическая фурнитура	○	○	○	○	○	○	
FPC	○	○	○	○	○	○	

Применение

- Это означает, что содержание токсичных и опасных веществ во всех однородных материалах этого компонента меньше ограниченного количества, как указано в Директиве 2011/65/EU (RoHS).
- ✗ Это означает, что содержание токсичных и опасных веществ по крайней мере в одном из однородных материалов этого компонента превышает ограниченное количество, как указано в Директиве 2011/65/EU (RoHS).
- * За исключением очень немногих материалов, из соображений технического развития большинство использованных материалов являются экологически чистыми. Пожалуйста, используйте этот продукт в течение всего периода защиты окружающей среды.


Гарантийный талон

1. Эти положения применяются только к продуктам Oclean, которые продаются в стране или регионе, где была совершена покупка. В случае любых несоответствий или упущений национальной политики национальная политика имеет преимущественную силу.
2. В случае проблем с проводимостью, вызванных самим продуктом, можно воспользоваться услугой согласно следующим правилам с действительным доказательством покупки:
- 2.1 Клиент может воспользоваться бесплатным гарантийным обслуживанием в течение 24 месяцев с даты покупки, если есть сбой в работе, вызванный самим продуктом.
3. Чтобы воспользоваться услугами замены и гарантийным обслуживанием, необходимо предъявить действительное доказательство покупки.
4. Гарантия не распространяется на другие материалы, связанные с изделием (например, упаковочная коробка, руководство по изделию и т.п.).

Модель устройства:	Серийный номер:	
	Имя:	Тел:
Информация о покупателе	Электронный адрес:	
	Адрес:	
	Дата покупки :	
Описание проблемы:	Номер накладной :	



Oclean W1 Smart Oral Irrigator User Manual




Instructions



1 Refill the water tank
Pull down the water tank with a little force to detach it. Fill water or mouthwash into the water tank (The liquid temperature should not be over 40 C), then insert the water tank back into the device.



2 1. Fix the silicone cap to the nozzle.
2. Insert the nozzle to the device body.



3 Short press on mode switch, chose the best fit mode, the device will memorize the latest mode.



4 Put the nozzle intermittently close to the slit between teeth. Press and hold the power button to start cleaning. Slowly move along the gum line to the next zone, repeat the cleaning for all slit.

Product specifications	
Product Name	Oclean W1 Smart Oral Irrigator
Model	Oclean W1
Water tank capacity	30 ml
Waterproof level	IPX5
Input Power	2.5 W
Charging	Oclean magnetic charging
Input	5V =0.5A
Battery life*	30 days
Battery capacity	1200 mAh
Charging time	3 hours
Standard	GB4706.1-2005 GB4706.59-2008

* Remark: Battery life is calculated based on default mode, working once/day, 1 tank/time.



Follow the Oclean Official Facebook Page

Oclean Facebook Page
www.facebook.com/ocleanglobal



Name of parts		Toxic and harmful substance or element					Environment Protection	
		Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB		PBDE
PCBA		○	○	○	○	○	○	10 years
Plastic parts		○	○	○	○	○	○	
Metal hardware		○	○	○	○	○	○	5 years
FPC		○	○	○	○	○	○	
		Vibrating motor						
		Accessories						
		Battery						

○ This indicates that the content of toxic and hazardous substances in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011.

✕ This indicates that the content of toxic and hazardous substances in at least one of the homogeneous materials of this component is more than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011.

* Except for very few materials, due to technical development reasons, most of the materials used are environmentally friendly. Please use this product with confidence during the environmental protection period.

Remarks

- This indicates that the content of toxic and hazardous substances in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011.
- × This indicates that the content of toxic and hazardous substances in at least one of the homogeneous materials of this component is more than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011.
- * Except for very few materials, due to technical development reasons, most of the materials used are environmentally friendly. Please use this product with confidence during the environmental protection period.



Product model:	Serial Number:	
	Name:	
User Information	Tel:	
	Email:	
	Address:	
	Date of purchase:	
Problem Description:	Invoice number:	

Warranty Card

- These clauses only apply to Oclean products sold in the country or region where the purchase is made, if there is any inconsistency or omission with the national policy, the national policy shall prevail.
- For performance issues caused by the product itself, one may avail service as per below regulations with valid proof of purchase:
2.1 A customer can avail warranty service for free within 24 months from the date of purchase if there is a performance failure caused by the product itself.
- In order to avail replacement and warranty services, one should show the valid proof of purchase.
- Other product related materials (such as Packaging box, Product Manual etc.) are not covered in warranty.